

吸引器の排液処理は、Clean&Economical

排液袋「クリーンEパック」

やさしさをカタチに
TOKSO
トクソー技研株式会社

Clean 手を汚さずに、清潔・安全!!
Economical 洗浄の手間を省いて、経費削減!!

丈夫な袋!
厚手の材料、底広がり形

固化剤入り!
排液を固化、飛散感染防止

特長

①吸引器の排液処理をクリーンに!

痰収集ボトルの排液処理で手を汚さず、
クリーン作業を確保します。

②現場で簡単に交換、効率的に使用できます

・現場で排液ボトルをポンと入れて交換、
吸引器はすぐに使用できます

③洗浄の手間を大幅に削減!

・本体の収集ボトルの洗浄が不要です。
洗浄作業の手間を大幅に削減できます

④クリーンEパックは合理的な排液処理

・厚くて強い材料と底広がりで設置が安定
・排液を固化して飛散・感染防止になります
・経済的な価格で経費節減に貢献

面倒な収集ボトルの洗浄!

洗って乾燥、面倒な手間が多い

不潔作業の収集ボトルの洗浄!

排液は感染等の不安が大きい

吸引器の運転中断も心配!

収集ボトルの交換中は運転を停止

見えない洗浄経費も心配!

収集ボトルの交換、洗浄は大変

効率的!
その場で交換すぐに運転

簡単化!
ポン!と入れ替えるだけ

経済的!
収集ボトルの洗浄不要

見える化!
青色固化で目視判断



トクソー技研株式会社

排液袋「クリーンEパック」

クリーンEパックの構造



①収納袋

厚手のポリ袋で頑丈な材質

②チャック

確実な封止で液漏れがありません

③底マチ付

底面が広いので収納が安定します

④固化剤

固化剤入りで収集した排液を固化します。

青色色素で排液の量を判別できます。

⑤説明ラベル

商品仕様と注意表示を記載

ご使用方法



- 1 チャックを開ける、袋を手で広げる
- 2 収集ボトル内に入れる袋を手で広げる
- 3 収集ボトルのフタは確実に閉める
フタのチューブは袋の中に入れる
- 4 収集された排液は固化される
排液は青色に固化する
- 5 排液が溜まる前に交換する
- 6 排液を固め、飛散や感染防止を図ります

<収集ボトルへのセット方法>

- ①クリーンEパックのチャックを開けて手で広げる
- ②クリーンEパックを収集ボトルの中に入れ十分に広げる
- ③収集ボトルのフタを確実に閉じる
 - ・袋の一部挟まれていると空気漏れで吸引できません
 - ・収集ボトルのフタのチューブは袋の中に入れること

<ご使用中の排液管理について>

- ④袋内に排液が入ると固化剤により固化します
 - ・固化した排液は青色になり収集量が分かります
- ⑤排液が上限まで溜まる前に早めに交換してください
- ⑥排液（痰・唾液）を固め、飛散や感染防止を図ります。

<クリーンEパックの交換と廃棄について>

- ⑦使用後は袋のチャックを確実に閉めてください
- ⑧取り出して新品のクリーンEパックと交換してください。
- ⑨使用後のクリーンEパックはお住まいの行政の廃棄方法に従ってください。

仕様

品名	クリーンEパックM	クリーンEパックL
品番	00160C00	00160D00
収容量	400cc以内	800cc以内
入数	30個/箱	30個/箱
寸法	160幅×150高	200幅×170高
材質	袋:PE・PA ラベル:紙 固化剤:高吸収樹脂	

ご注意とお願い

- ご使用前に必ず使用説明書を読むこと
- 袋に破れや損傷が見られる場合は使用しないこと
- 排液袋は十分に広げて使用すること
- 内容物が溢れる前に使用を停止し交換すること
- 使用後はお住まいの行政の廃棄方法に従うこと

用途

下記の製品に使用することができます

痰吸引器「アモレSU1」



クリーンEパックM

唾液吸引ポンプ「スピットQ1」 足踏式吸引器「アモレFS1」



クリーンEパックL

一般の壁掛式吸引器にも



クリーンEパックL