

人にやさしい吸引器「アモレSU1」レンタルのご紹介です。



静かに
強く

優しく
幅広く

安心と
安らぎを

●少量吸引で静かに強く

少ない流量でゆっくり静かに、しかも力強く吸引します。

●流量と圧力の調節が独立

状況に合わせて「多く～少なく」「強く～弱く」吸引できます。

●優しく幅広くたん吸引

少ない流量でゆっくり吸引しますので、本人に優しく安心です。
また、すぐに吸引する時は大流量で幅広く吸引ができます。

レンタルだから・・・ 信頼！ 便利！ 安心！

- 必要な時に、必要な期間、使用できるので便利です。
- 契約宅配便で、「ドアツードア」でお届け・回収します。
- 1ヶ月からのレンタル利用で、手軽に利用できます。
- トラブル・修理の場合は、代品交換で安心です
- 長期間のレンタルでも、安心保証のシステムです。

痰吸引器「アモレSU1」スマートレンタル

(1) 機器のご使用方法について

使い方

唾液等の口腔内の吸引や
気管内の痰を、ゆっくり・強く
吸引する時に



唾液等の口腔内の吸引や
気管内の痰を、早く・中位の力で
吸引する時に



気管内の痰を、早く・強く
吸引する時に



仕様

販売名	アモレSU1
商品番号	00105A00
医療機器区分	管理医療機器
一般的名称	電動式可搬型吸引器
医療機器製造販売業許可番号	44B2X10001
吸引圧力	0～80kPa
排気流量	0～16L/分
吸引ビン容量	1000ml
電源	100V (DC24V, 59VA)
本体法	W240×D180×H233mm (持手部除く)
質量	約5kg

(2) レンタルの手順



(3) レンタル費用(弊社へお問い合わせ下さい)

初回レンタル料金	お問い合わせ下さい	・レンタル商品＋消耗品(吸引ホース×1、エアフィルタ×1、ルアコネクタ×1)＋諸経費(手続き、発送)
2回目以降料金	お問い合わせ下さい	契約単位は1ヶ月です
送料(納品・回収)	2,000円～	地区により別途見積になります
お支払い方法	ご利用月の前払い	請求書と郵便振込用紙を前月末に送付しますので、ご入金して下さい

(4) レンタルの保証について

- ①使用中の故障・トラブルについては、無償で交換致します。但し、返送時の送料はお客様負担(元払い)になります。
- ②お客様の過失による機器や部品の破損・故障については、有償となりますのでご了承ください。
- ③追加や予備の備品・消耗品はお客様のご負担となります。
・吸引ホース、エアフィルタ、吸引ビン等

★お試し貸し出しについて

- ①お試しの貸出期間は2週間です。
- ②2週間を超えると有償レンタルになります。
- ③そのままレンタル希望の方は、継続してご使用頂けます
- ④消耗品の費用と返送時の送料は、お客様のご負担になります

お問い
合せ先

— 医療介護に技術で貢献する —

トクソー技研(株)

■本社 〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP http://www.tokso.net

レンタルに関するお問い合わせは

TEL **0978-33-5595**

■東京オフィス 〒125-0061 東京都葛飾区亀有2-59-10-203
TEL 03-6240-7551 FAX 03-6240-7761
MAIL tokyo@amor.co.jp