

# 足踏式吸引器 アモレFS1

やさしさをカタチに

 TOKSO

**停電** **災害** **外出** の必需品！！  
**吸引器トラブル** の応急用として！！



口腔内・鼻腔内・気道内の分泌物の吸引に使用します。  
電源が不要、応急用や屋外用として常備しておくで安心です。

POINT  
1

停電・災害・外出の必需品

POINT  
2

十分な吸引性能で安心して使用

POINT  
3

ラクラク、安定操作で使いやすさ良好

POINT  
4

排液処理が容易



TOKSO MEDICAL

停電・災害・外出に電源不要。いつでも、どこでも！！

やさしさをカタチに


# 足踏式吸引器 アモレFS1

TOKSO


## 災害・停電・外出の必需品

いつでも、どこでも

電源不要



消耗品も収納





中身が見える

収納ケース付で  
すっきり管理

## 十分な吸引性能で、安心使用

足で踏むと吸引

電動式と同程度の  
吸引能力



## ラクラク、安定操作で 使いやすさ良好



楽な足踏み操作

安定の広い面積

安定の低い高さ

## 使いやすい収集ビン



ホースは誤接続防止の  
色識別を採用

吸引容器に  
オーバーフロー防止装置付き

吸引容器が固定できます

## 仕様

販売名	アモレFS1
商品番号	00162A00
医療機器区分	管理医療機器
一般的名称	手動式可搬型吸引器
医療機器承認番号	225ADBZX00038000
最大吸引圧力	-70kPa以上
最大吸引流量	20L/分以上(空気)
吸引容器容量	400mL
電源	不要
本体寸法	縦150×横140×奥行140mm(吸引ポンプ)
質量	約0.6kg
JANコード	4560346572860

## お願い

- ①医師または医療従事者の指導のもとで使用してください。
- ②本器を採血用には使用しないでください。
- ③食品・薬品の吸引には使用しないでください。
- ④安定した場所に置いて使用してください。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

### 【販売店】

### 【製造販売元】

## トクソー技研株式会社

〈本社〉

〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地

TEL: 0978-33-5595 FAX: 0978-33-5596

MAIL: info@amor.co.jp HP: http://tokso.net/