
ドウチクンN



徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します!






襟元・肩□・袖・足元にクリップして使用 ====

ヒモで動きを検知して、離れた場所の 介護者にすぐにお知らせします。

使用例



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器が必要です。

特長

- ●対象者のいろいろな動きをヒモで確実に検知 します。
- ●かんたんフックで設置がとても簡単です。
- ●安価で確実に検知通報します。
- ●ナースコールやワイヤレスコールに接続できます。

【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。

用途例

●ベッドからの起き上がり ● (早期転倒防止)



●車イスからの立ち上がり (早期転倒防止)



●手・足の動作 (点滴等の抜取防止)



●ベッド上の寝返り、身体移動 (姿勢・トラブル防止)



仕 様

品 名	動きセンサー「ドウチクンN」
品 番	00198A00
電源	不要
検知方式	検知ヒモを引っ張ると検知して通報
設置場所	ベッド頭側、サイドレールなど
構成	本体、クリップヒモ、接続コード
通報方式	①ナースコール分配器
(別途費用)	②ワイヤレスコール
外形寸法	幅75×長105×厚25mm
質 量	140g
価 格	13,800円(税抜)

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合せ先】