


徘徊や離床をすばやく通報して事故を防止します！





特 長

- **設置が簡単**
ベッドの端部のマットレスの上に置くだけでセットできます。
- **本人に気づかれずに検知が可能**
マットレスの上に置きシーツを被せて使用しますので本人には気づかれません。
- **防水構造**
丈夫な材質と構造で耐久性があります。
- **折りたたみ構造**
2つに折りたたみできますので持ち運びや保管が便利です。

【注】本品はナースコール接続やワイヤレスコール接続が別途必要です。


用途例



ベッドの端部のマットレスの上に置きます。

センサに乗ると離れた場所の介護者にすぐにお知らせします

使用例(ベット片側端に設置する場合)



※ナースセンターへの接続は、ナースコール分配器通報が別途必要です。
ナースコールコネクタの形状をご確認ください。

仕 様

品 名	離床センサー「サイドナールW」
品 番	00210A00
電 源	不要
検 知 方 式	ベッドの端部に乗ると、検知して通報
防 水 性	防水構造
構 成	センサーマット
通 報 方 式 (別途費用)	①ナースコール分配器 ②ワイヤレスコール
外 形 寸 法	幅50×長950×厚5mm
質 量	200 g
価 格	20,000円(税抜)

JANコード 4560346576066

※商品改良のため、仕様および外観を予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

【お問い合わせ先】

一医療福祉に技術で貢献するー
トクソー技研株式会社

◇本社・工場
〒879-0232 大分県宇佐市大根川318番地
TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596
MAIL info@amor.co.jp HP <http://www.tokuki.net>
00210P00 2020.8