

操作スイッチ「呼気スイッチF 1 S」

軽く息を吹くことでスイッチ操作ができます。



■特長

- ①軽く息を吹くことでスイッチ操作ができます。
先端にストローを差し込み、ストローを口にくわえ、息を吹くことでスイッチ操作ができます。
- ②自由に位置決めができます。
コントローラを固定して、自由にフレキシブルパイプを曲げて位置決めができます。
- ③電源が不要です。
電源が不要なので、コードがなく設置場所が自由にできます。

■用途

- ①意思伝達装置の操作スイッチとして
補装具（意思伝達装置）の補助対象品です。
- ②コール機器等の操作スイッチとして
- ③両手が使えない状況での呼気スイッチとして

■仕様

品名	呼気スイッチF1S
品番	00128F00
入力	呼気（吹く操作、約100Pa以上で動作）
出力	Φ3.5モノラルプラグ
接点容量	0.1A125/250VAC、0.1A48VDC
動作	モメンタリ動作（呼気時ON、停止OFF）
付属品	Φ3.5モノラルケーブル、ホース、止水ボトル
電源	不要
外形寸法	縦140×横90×高45（mm）
重量	240g



■フレキホース（オプション）

- ①フレキホースは自由に位置決めができます。
- ②フレキホースの先端にストローを差し込み、口で吹いて操作します。



■仕様（オプション）

品名	フレキホース
品番	00128F01
長さ	410mm（フレキホース部）
構造	クランプ+フレキパイプ+ホース
固定方法	クランプ式（固定幅：0～50mm）
重量	180g

【お問い合わせ先】

－医療介護福祉に技術で貢献する－

トクソー技研株式会社

◇本社・工場

〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

TEL 0978-33-5595 FAX 0978-33-5596

MAIL info@amor.co.jp HP http://tokso.net